

FICHE TECHNIQUE

Référence	523002
Désignation	Marqueur PM AND 100



Description :

- ✓ Marqueur de poids moléculaire
- ✓ Taille des fragments : 100 à 3000 pb
- ✓ Nombre de fragments : 12
- ✓ Fragments double intensité : 1000 et 3000 bp
- ✓ Concentration 100 µg/ml
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Type de colorant : orange G et Xylène cyanol
- ✓ Quantité/Volume : 50 µg / 500 µl

Unité de vente :

1 Marqueur PM AND 100