

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	523250
<b>Désignation</b>	TRIS-GLYCINE- SDS 10X 500 ml



### Description :

- ✓ Tampons d'électrophorèse en solution prêt à l'utilisation
- ✓ Calibré pour fournir des bandes nettes
- ✓ Concentré pour réduire le volume de chargement
- ✓ N° CAS :
  - Tris-Base 77-86-1
  - Glycine : 56-40-6
  - Sodium Dodecyl Sulfate : 151-21-3

### Unité de vente :

500 ml TRIS-GLYCINE-SDS 10X