

FICHE TECHNIQUE

Référence	523275B
Désignation	FastGene Agarose



Description :

- ✓ Agarose pour électrophorèse d'ADN et d'ARN
- ✓ Ultra pure agarose
- ✓ Pour la séparation rapide des fragments d'ADN et d'ARN
- ✓ Sa pureté conduit à une excellente transparence et à un bruit de fond faible
- ✓ Concentrations de 0,75% à 2%
- ✓ Teneur en cendres $\leq 0,45$ %
- ✓ Sulfates $\leq 0,1$ %
- ✓ Clarté ≤ 4 NTU
- ✓ Force du gel ≥ 1000 g/cm² (1 %); ≥ 2200 g/cm² (1,5 %)
- ✓ Température de gélification $36 \pm 1,5$ °C
- ✓ Température de fusion $88 \pm 1,5$ °C
- ✓ DNases/RNases NÉGATIF

Unité de vente :

100 Pastilles
