

Désignation

- Agarose

Référence

- 523278

Unité de vente

1 Flacon de 500 g

Description

- ✓ Agarose ultra-pure à faible bruit de fond
- ✓ Facile à dissoudre
- ✓ Utilisable à faible concentration (0,75 - 2 %)
- ✓ Idéal pour la séparation de fragments de 250 pb à 25 kb
- ✓ Force du gel : < 1000 g/cm (1 %), > 2000 g/cm (1,5 %)
- ✓ Clarté : < 4 NTU

