

FICHE TECHNIQUE

Référence	523297
Désignation	Magna portoir magnétique



Description :

- ✓ Stands magnétiques pour la purification d'acides nucléiques, de protéines recombinantes, protocoles de ChIP ou IP ou de préparation de librairie (NGS)
- ✓ Equipés avec des aimants permanents extra forts :
 - séparation très rapide des billes du reste de la solution
 - pas de perte de billes
 - billes très stables pendant le lavage pour une perte minimale de matériel
- ✓ Pour plaques 96 puits
- ✓ Compatible avec des plaques jupées, semi-jupées ou non jupées (avec adaptateur)

Unité de vente :

1 Magna – portoir magnétique
