

FICHE TECHNIQUE

Référence	523304
Désignation	Milieu de congélation Bambanker



Description :

- ✓ Milieu de congélation pour cellules
- ✓ Pour cellules sensibles comme les cellules souches embryonnaires et les cellules primaires
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Sans SVF
- ✓ Congélation rapide et à long terme à -80°C
- ✓ Conservation du produit durant 2 ans à +4°C
- ✓ Volume 20 ml

Unité de vente :

1 Flacon de Milieu de congélation Bambanker