

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	523319
<b>Désignation</b>	Marqueur PM ADN 50-1500 bp 500 µl



### Description :

- ✓ Marqueur de poids moléculaire
- ✓ Taille des fragments : 50 à 1500 pb
- ✓ Nombre de fragments : 17
- ✓ Concentration 112 µg/ml
- ✓ Prêt à l'emploi (colorant de détection inclus)
- ✓ Type de colorant : orange G
- ✓ Température de stockage : -20°C
- ✓ Apparence : liquide
- ✓ Coloris : vert
- ✓ pH à 25°C : 8
- ✓ Volume recommandé : 5 µl/puit

### Unité de vente :

1 Marqueur PM ADN 50 à 1500 bp 500 µl