

## Désignation

- Tablettes pour gel agarose tbe avec midori green advance

## Référence

- 523393B

Unité de vente : 100



---

## Description

- Pastilles d'agarose avec colorant d'ADN MIDORI Green Advance intégré et poudre TBE
- Nouvelle coloration d'acide nucléique qui peut être utilisée comme une alternative plus sûre à la coloration traditionnelle au bromure d'éthidium pour détecter l'acide nucléique dans les gels d'agarose. Il est aussi sensible que le bromure d'éthidium et peut être utilisé exactement de la même manière en électrophorèse sur gel d'agarose.
- Format comprimé – aucun équipement de pesage requis
- Produit très stable à température ambiante si non exposé à la lumière !
- Ajoutez seulement de l'eau pure
- Protocole de dissolution rapide
- MIDORI Green Advance est une alternative sûre et non cancérogène face au bromure d'éthidium

