

FICHE TECHNIQUE

Référence	523423
Désignation	Enzyme de restriction Fastgene Apa I (5000U) 5U/μl 60 réactions

Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer IV (FG-REB4) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide
- ✓ pH : neutre
- ✓ Poids moléculaire : 92,09

Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Apa I (5000U) 5U/μl 60 réactions
