

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523449
<b>Désignation</b>	Enzyme de restriction Fastgene Dde I (1000U) 5U/μl 40 rxn réactions

---

### Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer III (FG-REB3) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

### Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Dde I (1000U) 5U/μl 40 rxn réactions

---