

FICHE TECHNIQUE

Référence	523472
Désignation	Enzyme de restriction Fastgene Hpa II (2000U) 4U/μl 125 réactions

Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer IV (FG-REB4) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Hpa II (2000U) 4U/μl 125 réactions
