

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523476
<b>Désignation</b>	Enzyme de restriction Fastgene HpyCH4 V (100U) 2U/μl 50 réactions

---

### Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer IV (FG-REB4) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

### Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene HpyCH4 V (100U) 2U/μl 50 réactions

---