

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523492
<b>Désignation</b>	Enzyme de restriction Fastgene Nhe I (1000U) 10U/μl 100 réactions

---

### Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer II (FG-REB2) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

### Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Nhe I (1000U) 10U/μl 100 réactions

---