

FICHE TECHNIQUE

Référence	523501
Désignation	Enzyme de restriction Fastgene Pst I (10000U) 10U/μl 50 réactions

Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer III (FG-REB3) ; 10x FastGene FastCut Buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Pst I (10000U) 10U/μl 50 réactions
