

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523506
<b>Désignation</b>	Enzyme de restriction Fastgene Sac I (2000U) 10U/μl 100 réactions

---

### Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer I (FG-REB1) ; 10x Fastgene FastCut buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

### Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Sac I (2000U) 10U/μl 100 réactions

---