

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523511
<b>Désignation</b>	Enzyme de restriction Fastgene Sca I (1000U) 10U/μl 50 réactions

---

### Description :

- ✓ Fourni avec : 10x Fastgene buffer III (FG-REB3) ; 10x Fastgene FastCut buffer (FG-REBHF) ; 6x DNA loading buffer ; sterile water
- ✓ Plus de 95% des enzymes de restriction compatibles avec le protocole Fastcut (15 min d'incubation)
- ✓ Pas d'activité star
- ✓ Stockage à -20°C
- ✓ Apparence : liquide

### Unité de vente :

1 Enzyme de restriction Fastgene Sca I (1000U) 10U/μl 50 réactions

---