


FICHE TECHNIQUE

Référence	523561
Désignation	Plaque PCR 96 puits



Description :

- ✓ Plaque semi-jupée
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Index alpha-numérique (chiffres horizontaux / lettres verticales)
- ✓ Exempt de DNase, RNase, ADN, pyrogène et endotoxine
- ✓ Volume des puits : 0,1 ml
- ✓ Dimensions : 128,3 x 85,5 x 1,7 mm

- ✓ Compatibilité : ABI StepOnePlus ; BioRad Opticon – Opticon2 - Chromo 4 – CFX96 ; Roche LightCycler 96 et LightCycler 480 ; Analytik-Jena Qrower 2.0 et 2.2

Unité de vente :

150 Plaques PCR 96 puits
