

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523562
<b>Désignation</b>	Fastgene Taq DNA Polymérase

---

### Description :

- ✓ Polymérase hautement purifiée par 3 différentes méthodes de chromatographie et très active
- ✓ Compatible avec le TA-cloning
- ✓ Concentration : 5 U/ $\mu$ l
- ✓ Fournie avec 2 tampons de réactions distincts à choisir selon le type de PCR et un tube de MgCl<sub>2</sub>
- ✓ Stockage longue durée à -20 °C

### Unité de vente :

Format 500U

---