

---

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523575
<b>Désignation</b>	Fastgene 2X probe universel

---

### Description :

- ✓ Kit de qPCR universel pour sondes d'hydrolyse
- ✓ Adapté à la qPCR multiplex et aux protocoles rapides de qPCR grâce à la chimie robuste du mix
- ✓ Utilisable dans la quantification d'ADN, la détection de gène, le génotypage de SNP ou la validation NGS
- ✓ Fourni avec solution de ROX dans un tube séparé pour la normalisation
- ✓ Utilisable sur tous les thermocycleurs temps réel

### Unité de vente :

500 Réactions

---