

## Désignation

- Colorant Midori Green Easy

## Référence

- 523627

Unité de vente : 0,4ml



- 
- MIDORI Green Easy
  - Coloration de l'ADN/ARN
  - Signal d'excellente qualité
  - Marqueur à ADN sain pour de l'in-gel ou du post staining
  - Alternative sûre au bromure d'éthidium, non cancérigène et non toxique
  - Utilisation optimale avec une lumière LED Bleu/Vert et LED Bleue
  - Protocole identique au SYBR® Safe (changement facile depuis le SYBR® Safe)
  - Flaçon de 0,4 mL : 10 000 x, pour colorer 4 L d'agarose

