

Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24N) dans 80 g/l HgSO₄ RS - Pour analyse de l'environnement (détermination de la DCO) 1 l

Code produit	526711
Volume	1 l
Conditionnement	Flacon en verre
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Spécifique
Application	RS - Pour analyse de l'environnement (détermination de la DCO)
CAS N.	7778-50-9
Molécule	Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24N) dans 80 g/l HgSO ₄
Spécifications	526711
Msds	3050

DOMINIQUE DUTSCHER SAS