

17 Mai 2016

Dichlorométhane RE-Puro- Stabilisé à l'amylène 5L

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Code produit | 528461 |
| Volume | 5L |
| Conditionnement | Bidon en plastique |
| Unité de vente | EA |
| Grade | Grade Technique |
| Application | RE-Puro- Stabilisé à l'amylène |
| CAS N. | 75-09-2 |
| Molécule | Dichlorométhane |
| Spécifications | 528460 |
| Msds | 82 |