

## Dichlorométhane RE-Puro- Stabilisé à l'amylène 10 L

<b>Code produit</b>	528464
<b>Volume</b>	10 L
<b>Conditionnement</b>	Bidon en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Grade Technique
<b>Application</b>	RE-Puro- Stabilisé à l'amylène
<b>CAS N.</b>	75-09-2
<b>Molécule</b>	Dichlorométhane
<b>Spécifications</b>	528460
<b>Msds</b>	82