

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	530035
<b>Désignation</b>	Scalpel feather manche plastique n°24



### Description :

- ✓ Scalpel standard à usage unique avec lame en acier inoxydable.
- ✓ Meulage de précision optimisé au micromètre
- ✓ Lame en acier inoxydable de haute qualité, parfaitement aiguisée, d'une excellente durabilité
- ✓ Manche en plastique ABS
- ✓ Stérilisation gamma

### Unité de vente :

20 Scalpels

---