

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	531003
<b>Désignation</b>	Micro-centrifugeuse individuelle



### Description :

- ✓ Vitesse : 6500 rpm
- ✓ Accélération RCF : 2000 g
  
- ✓ Dimensions (l x L x h) : 150 x 168 x 125 mm
- ✓ Poids : 1,12 kg
  
- ✓ Livré avec :
  - Rotor pour 8 tubes 1,5/2 mL
  - Rotor pour 4 barrettes de 8 microtubes PCR 0,2mL
  - Adaptateurs pour tubes 0,5mL pour emplacement 1,5/2mL

### Unité de vente :

1

---