

FICHE TECHNIQUE

Référence	531008A
Désignation	Pointe à filtre 1 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe à filtre destinée aux applications PCR, au séquençage ou autre technique
- ✓ Matériau : filtre en polyéthylène vierge
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : oui, exempt de DNases et RNases
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 1000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 80,94 mm mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 100 pointes

Unité de vente :

1 000 Pointes à filtre