

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	536617
<b>Designation</b>	Bouchon pour conteneurs 12,5, 20 et 30 ml



---

### Description :

Type Bouchon pour tube cryogénique

Closure Included Oui

Matériau Polyéthylène

Stérilité Non stérile

Capacité (métrique) 12,5 à 30 ml

Couleur Naturel

Description Bouchon à clipser pour récipients de 12.5, 20 et 30 ml

À utiliser avec (équipement) Récipients de 12.5, 20 et 30 ml

Gamme de produits Nunc™

Carton de : 4000