



**Boite GASTRONORM -  
325x265x150 - 10L**  
1367

Boite GASTRONORM - 325x265x150

Fabrication en polypropylène translucide

---

**Informations complémentaires**

<b>Référence</b>	1367
<b>Dimensions extérieures</b>	325 x 265 x H150 mm
<b>Pièces par carton</b>	6
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Matière</b>	Polypropylène
<b>Norme</b>	Qualité contact alimentaire
<b>Volume</b>	10L
<b>Capacité de charge</b>	10 kg

---