

## Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert  
94520 Perigny-sur-Yerres  
France  
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20  
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95  
Email. info@multiroir.com



## BASICBOX 9 - 328 x 250 x H190 mm 18724

BASICBOX 9 - 328 x 250 x H190 mm

Fabrication en polypropylène

---

### Informations complémentaires

Référence	18724
Dimensions extérieures	328 x 250 x H190 mm
Pièces par carton	5
Coloris	Translucide
Matière	Polypropylène
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	9L
Couvercle	Coiffant avec fermeture par clipsage