

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	540106
<b>Désignation</b>	Bac blanc 22 litres



### Description :

- ✓ Bac eurobox plein en polypropylène
- ✓ Adapté au transport et au stockage de denrées alimentaires
- ✓ Compatible avec un large choix d'accessoires
- ✓ Empilable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 22 litres
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions extérieures : 600 x 400 x 100 mm

### Unité de vente :

1 Bac blanc 22 litres

---