

FICHE TECHNIQUE

Référence	540108
Désignation	Bac blanc 65 litres



Description :

- ✓ Bac eurobox plein en polypropylène
- ✓ Adapté au transport et au stockage de denrées alimentaires
- ✓ Compatible avec un large choix d'accessoires
- ✓ Empilable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 65 litres
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions extérieures : 600 x 400 x 320 mm

Unité de vente :

1 Bac blanc 65 litres
