

FICHE TECHNIQUE

Référence	540111
Désignation	Bac rouge 22 litres



Description :

- ✓ Bac eurobox plein en polypropylène
- ✓ Adapté au transport et au stockage de denrées alimentaires
- ✓ Compatible avec un large choix d'accessoires
- ✓ Empilable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 22 litres
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions extérieures : 600 x 400 x 100 mm

Unité de vente :

1 Bac rouge 22 litres
