

Multiroir

10, route de Brié-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



SOLO L noir 18307BTSOLOLP

Tiroir de rangement en plastique SOLO L

Matière : polypropylène

Informations complémentaires

Référence	18307BTSOLOLP
Dimensions extérieures	410 x 320 x H220 mm
Pièces par carton	4
Coloris	Non
Matière	Non
Modèle	SOLO L noir
Volume	25L
Délai indicatif d'expédition	5
Poids	1.57 kg