

FICHE TECHNIQUE

Référence	540118
Désignation	BAC PP TRANSPARENT



Description :

- ✓ En polypropylène recyclable
- ✓ Compatible contact alimentaire
- ✓ Préhension facile grâce aux deux poignées ergonomiques
- ✓ Maintien ferme du couvercle avec fermeture par clip
- ✓ Très bonne stabilité au gerbage
- ✓ Empilables à vide
- ✓ Températures d'utilisation : -40 °C à + 120 °C
- ✓ Volume : 14 L
- ✓ Dimension : 390 x 290 185 mm

Unité de vente :

5 BACS
