

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	540119
<b>Désignation</b>	Bac transparent 21 litres



---

### Description :

- ✓ Bac transparent en polypropylène
- ✓ Adapté au stockage alimentaire
- ✓ Avec couvercle, fermeture par clips
- ✓ Résiste aux variations de température
- ✓ Empilable et emboîtable
- ✓ Insensible aux chocs
- ✓ Poignées ergonomiques qui facilitent le transport

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 21 litres
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Dimensions extérieures : 510 x 390 x 169 mm

### Unité de vente :

5 Bacs transparents 21 litres

---