

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	540120
<b>Désignation</b>	Boîte de rangement



---

### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Coloris : translucide
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Norme contact alimentaire – adapté au stockage alimentaire
- ✓ Fermeture par clips
- ✓ Résiste aux variations de température
- ✓ Empilable et emboîtable
- ✓ Insensible aux chocs
- ✓ Poignées ergonomiques qui facilitent le transport
- ✓ Volume : 32 l
- ✓ Dimensions : 510 x 390 x 258 mm

### Unité de vente :

5 Boîtes de rangement

---