



Bac ALC - 400x300xH222 mm
Bleu
SPKM4320BLUE

Bac ALC - 400x300xH222 mm Bleu

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Référence | 540122B |
| Dimensions extérieures | 400 x 300 x H222 mm |
| Dimensions intérieures | 345 x 270 x H207 mm |
| Dimensions intérieures en bas | 315 x 240 mm |
| Dimensions intérieures en haut | 345 x 270 mm |
| Dimensions utiles | H207 mm |
| Pièces par carton | 1 |
| Coloris | Bleu |
| Matière | Polypropylène |
| Volume | - |
