



**Bac ALC - 400x300xH306 mm
Bleu**
SPKM4332BLUE

Bac ALC - 400x300xH306 mm Bleu

Informations complémentaires

Référence	540124B
Dimensions extérieures	400 x 300 x H306 mm
Dimensions intérieures	345 x 270 x H291 mm
Dimensions intérieures en bas	300 x 230 mm
Dimensions intérieures en haut	345 x 270 mm
Dimensions utiles	H291 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Bleu
Matière	Polypropylène
Volume	-
