



## Bac ALC - 600x400xH250 - bleu BA12145

Bac ALC - 600x400xH250 - bleu

Couvercle à ouverture crocodile intégré

### Informations complémentaires

Référence	BA12145
Dimensions extérieures	600 x 400 x H250 mm
Dimensions intérieures en bas	515 x 340 mm
Dimensions intérieures en haut	540 x 367 mm
Dimensions utiles	H232 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Bleu
Matière	Polypropylène
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	44L
Couvercle	Crocodile
Capacité de charge	32