

Bac ALC - 600x400xH365 - bleu BA12147

Bac ALC - 600x400xH365 - bleu

Couvercle à ouverture crocodile intégré



Informations complémentaires

Référence	BA12147
Dimensions extérieures	600 x 400 x H365 mm
Dimensions intérieures en bas	500 x 325 mm
Dimensions intérieures en haut	540 x 367 mm
Dimensions utiles	H347 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Bleu
Matière	Polypropylène
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	68L
Couvercle	Crocodile
Capacité de charge	40