

FICHE TECHNIQUE

Référence	540142
Désignation	Polybox POLY 306 6 tiroirs



Description :

- ✓ Meuble mobile pour organiser votre espace et vos outils de travail
- ✓ En polypropylène
- ✓ Sur roulettes multidirectionnelles
- ✓ Nombre de tiroirs : 6
- ✓ Grande transparence
- ✓ Résiste aux chocs
- ✓ Coloris : noir
- ✓ Poids 4,5 kg
- ✓ Dimensions extérieures 380 x 300 x 670 mm

Unité de vente :

1 Polybox POLY 306 6 tiroirs
