

Désignation

- Desserte à 4 tiroirs 400x290x670mm

Référence

- 540154

Unité de vente : 1



Description

- Tour noire 4 tiroirs transparents
- Tiroir de 11 litres
- 4 roulettes 360°
- Fabriquée en France
- Dimensions extérieures avec roulettes : 40 x 29 x H67 cm
- Poids 2,3 kg
- Dimensions intérieures du tiroir 355 x 235 x H130 mm
- Type de parois : Pleines
- Type de fond : Plein
- Nombre de poignées : 4
- Matière : Polypropylène
- Poids : 2,30 kg
- Volume : 44 L
- Volume du tiroir : 11 L
- Coloris : Noir
- Coloris du casier Noir
- Coloris du tiroir : Translucide
- Nombre de tiroirs 4
- Empilable
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Produit recyclable
- À monter soi-même
- Origine France

