

Désignation

- Desserte à 3 tiroirs 400x290x670mm

Référence

- 540155

Unité de vente : 1



Description

- Tour noire 3 tiroirs transparents
- Tiroir de 15 litres
- 4 roulettes 360°
- Dimensions extérieures avec roulettes : 40 x 29 x h 67 cm
- Dimensions intérieures du tiroir 315 x 215 x H184 mm
- Type de parois Pleines
- Type de fond Plein
- Nombre de poignées 3
- Matière Polypropylène
- Poids 2,40 kg
- Volume 45 L
- Coloris du casier Noir
- Coloris du tiroir Transparent
- Empilable Oui
- Produit recyclable
- À monter soi-même
- Nombre de tiroirs 3
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Fabriquée en France

