



## Bac ALC - 400x300xH356 mm Bleu

Bac ALC - 400x300xH356 mm Bleu

---

### Informations complémentaires

Référence	540158
Dimensions extérieures	400 x 300 x H356 mm
Dimensions intérieures	345 x 270 x H341 mm
Dimensions intérieures en bas	300 x 230 mm
Dimensions intérieures en haut	345 x 270 mm
Dimensions utiles	H341 mm
Pièces par carton	1
Coloris	Bleu
Matière	Polypropylène
Volume	-

---