

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	542105
<b>Désignation</b>	Armoire réfrigérée



### Description :

- ✓ Volume : 140 litres
- ✓ Dimensions internes : 513 x 441 x H 702 mm
- ✓ Dimensions externes : 600 x 600 x H 850 mm
- ✓ Poids : 48 Kg
- ✓ Nombre prise : 4
- ✓ Gamme de température +2 + 40°C
- ✓ Résolution 0,1°C
- ✓ Précision +/-1°C
- ✓ Equipée pour la DBO
- ✓ Porte pleine
- ✓ Intérieur plastique blanc
- ✓ Carrosserie blanche
- ✓ Régulation électronique PID
- ✓ Affichage numérique de la température
- ✓ Livré avec clayettes (x3) et grille de fond

### Unité de vente :

1 Armoire

---