

FICHE TECHNIQUE

Référence	548724
Désignation	Hydrogene peroxyde 33% w/v 1L



Description :

- ✓ Nom du produit : Hydrogen Peroxide 33% w/v (110 vol.) stabilized (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade
- ✓ N°CAS : 7722-84-1
- ✓ Formule moléculaire : H₂O₂
- ✓ Masse moléculaire : 34,01 g/mol
- ✓ Forme physique : liquide incolore
- ✓ Spécifications :
 - Assay (in vol. O₂) (Perm.): 110 vol.
 - Assay (Perm.) w/w: 29.0-31.0 %
 - Identity according to Pharmacopoeias:: passes test

Maximum limit of impurities

- Acidity: passes test
- Non-volatile matter: 0.05 %
- Chloride (Cl): 0.005%
- Nitrogen compounds (as N): 0.005%
- Sulfate (SO₄): 0.001%
- Residual solvents (Ph.Eur/USP): passes test
- Organic stabilizers: 0.05%

Unité de vente :

1 Litre Hydrogene peroxyde 33% w/v