

FICHE TECHNIQUE

Référence	570051-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ Karl fischer titrant 2 composants 5 mg h₂o/ml - non hygroscopique 1l; grade spécifique
- ✓ Grade spécifique
- ✓ Conforme pour les analyses de l'eau selon la méthode karl fisher
- ✓ Non hygroscopique
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante

Unité de vente :

1 l
