

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	570061-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Karl fischer titrant 2 composants 2 mg h<sub>2</sub>o/ml erbaqua non hygroscopique 1l; grade spécifique
- ✓ Grade spécifique
- ✓ Conforme pour les analyses de l'eau selon la méthode karl fisher
- ✓ Non hygroscopique
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,94 g/ml

### Unité de vente :

1 l

---