

FICHE TECHNIQUE

Référence	570201-CER
Désignation	Etalon

Description :

- ✓ Karl fisher étalon eau 0.10mg/g rs erbaqua éalon kf coulometrique 5mlx10; grade spécifique
- ✓ Grade spécifique
- ✓ Conforme pour les analyses de l'eau selon la méthode karl fisher
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,87001 g/ml

Unité de vente :

50 ml
