

FICHE TECHNIQUE

Référence	570211-CER
Désignation	Etalon

Description :

- ✓ Karl fisher étalon eau 1.0mg/g rs erbaqua éalon kf coulometrique 5mlx10;
grade spécifique
- ✓ Grade spécifique
- ✓ Conforme pour les analyses de l'eau selon la méthode karl fisher
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,85 g/ml

Unité de vente :

50 ml
